


セコムVitalook

在宅患者の生体データを
常時リアルタイムに
セコムデータセンターへ収集・蓄積

医師や看護師、介護士など
在宅医療の従事者が遠隔から
患者の状態を確認



医療機関さまの声

さまざまな疾患、場面において役立つ事例や活用アイデアを
いただいております！

SpO2の夜間
常時計測で、
呼吸器不全を
検出できた！

夜間の徐脈を
検出し、
処方薬の変更
につながった！


より正確に
死亡診断書
を書ける！

うまく状態を
伝えられない
小児の状態を正確に
把握できる！

看取り時期を
予測でき、
予定の調整に
役立った！


旅行先での状態を
把握できた！

心拍数の上昇で
発熱を検出
できた！




1

患者ごとの閾値で オートアラート



- ・発生日時
- ・対象：心拍数
- ・内容：上限オーバー
- ・測定値：120回/分



2

自動応答機能つきの ビデオ通話




患者宅



患者端末への自動応答も可能！



契約医療機関




3

目的に沿った データ表示

リアルタイムモードと履歴モードをご提供。
 履歴モード（指定日）の表示期間は、
 1日/2日/1週間/2週間の指定が可能。

【履歴モード
（アラート発生時）】


【履歴モード
（指定日）】



4

連携機関との 情報共有が可能


契約医療機関




訪問看護事業者



介護事業者



訪問リハビリ事業者



お問い合わせ先

TEL 03-6268-9310

セコム医療システム株式会社セコムVitalook担当

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5 麹町シルクビル7F